

Para encender la cabina conecte el cable de poder a un tomacorriente y encienda el equipo oprimiendo la tecla ON/OFF. Una vez encendido el equipo, el Display deberá mostrar el mensaje de inicio. Esto indicara que se conectó correctamente, de lo contrario verifique nuevamente las conexiones.

\*El mensaje mostrado puede variar de acuerdo a la referencia del equipo adquirido.



In9rese Contraseña CLAVE=0000 ^ A continuación, le solicitara ingresar la contraseña. Para mover el cursor de unidad utilice la tecla →. Para modificar el valor de la unidad donde se encuentra el cursor utilice las teclas ↑ o ↓. Una vez ubicado el cursor en la última unidad de Izquierda a Derecha, oprima la tecla → para continuar. Si la contraseña ingresada es incorrecta se mostrara el mensaje de "Contraseña Incorrecta". De lo contrario se mostrará el mensaje de "Contraseña Correcta".

Una vez ingresada la contraseña, aparecerá la pantalla principal.

Utilice la tecla → para encender o apagar el ventilador.
Utilice la tecla ↓ para encender o apagar la luz blanca.
Utilice la tecla ← para encender o apagar la luz UV.
Utilice la tecla ↑ para Ingresar al menú principal.
Cuando termine el uso de la cabina, apague el

JPCR DP:0.00 inH20 Filtro: Luz:OFF Tempo:59:58 Motor:OFF UV:OFF

ventilador, la luz blanca y/o la luz UV, posteriormente apague el equipo utilizando la tecla ON/OFF.